



MYTHIC™ 70

NOVO PRODUTO

Analizador De Hematologia 5+DIFF Multipatenteado
Resultados De Teste Em Que Pode Confiar



A linha de vida para uma saúde melhor

MYTHIC™ 70

Resultados Confiáveis. Excelente Performance.

- ▲ 29 parâmetros
- ▲ Até 70 amostras por hora
- ▲ Descarga automática
- ▲ Carregamento contínuo
- ▲ Clustering dinâmico
- ▲ Volume pequeno de amostras

Especificação técnica

Parâmetros

- Sangue total (21):
WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%,
BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#,
RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,
RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV
- RUO (8):
ALY%, ALY#, LIC%, LIC#, **P_LCC (Novo)**,
P_LCR, PCT, PDW

Reagentes

- Diluente
- Detergente
- Lise OnlyOne

Volume de amostra 17,5 µL + mada pré-diluição

Rendimento amostra/h CBC + DIFF: 70

Autocarregamento

- 10 rocks - 5 amostras (50 amostras)
- Carregamento contínuo
- Opção de reexecução automática

Controlo de sangue MYT - 5D

Colibrador MYT - CAL

Manutenção limpador de descarga

Modo de amostragem Frosca aberta e autocarregar

Contagens máximas de plano de fundo

- WBC 0,2 (10³/ µL)
- RBC 0,02 (10⁶/ µL)
- HGB 0,1 (g/ dL)
- PLT 10 (10³/ µL)

Trasferência

- WBC, RBC, HGB < 1%
- PLT < 2%

Precisão

- WBC < 2,5%
- RBC < 2%
- HGB < 1,5%
- PLT < 5%

Impressão

Impressora externa

Armazenamento de dados

- Até 35 000 resultados com
olores e curvas de distribuição
- 500 eventos ou erros do sistema
- 60 entradas de reagentes

Ambiente de operação

- Temp. trab. 18 - 32°C
- Hum. Rel. Mox. 80% em 37°C
- Altitude até 3000 m.s

Acessórios

Leitor de código de barras e teclado

Dimensões [mm]

W: 430, L: 507, H: 540

Peso [kg]

< 31

Ecrã

- LCD (8")
- Ecrã tátil (800x600)

HEM_MYT70_LL_05.2023_POR



Entre em contato com nossos distribuidores confiáveis.

Warsaw Headquarter, 303 Pulawska Street, 02-785 Varsóvia, POLÓNIA

office@cormay.com

+48 (22) 751 79 10

www.cormaydiagnostics.com